

SIRSCAN® DISCS

La gamme complète de disques antibiotiques, antifongiques, de diagnostic et d'identification.



- Gamme étendue de molécules, y compris les plus récentes
- Des conditionnements adaptés à vos niveaux de consommation (1x50 ou 5x50)
- Adaptés aux diverses recommandations (CLSI, EUCAST, SFM...)
- Haute qualité d'impression pour la lecture automatique des sigles au Sirscan®



Pour une grande qualité de vos antibiogrammes

Une manipulation facile, fiable et rapide avec les distributeurs de disques i2a spécialement conçus pour la gamme SirScan® Discs.

Réglage de la hauteur : dépose des disques en fonction de l'épaisseur de la gélose

Pistons amovibles : évite les contaminations



Fiabilité : Choix des matériaux pour leur robustesse et leur résistance au temps


Transparence du capot pour faciliter le positionnement des cartouches de disques



A présent, le futur !

Intégration et traçabilité

LECTEURS SIRSCAN®



SirScan® 2000 automatic



SirScan® micro PLUS



SirScan® 2000

- Lecture automatique des sigles.
- Gestion des distributeurs de disques : traçabilité complète des lots des antibiotiques utilisés. Fonctions de recherche associées.
- Gestion automatique des dates de péremption et des délais d'utilisation.